


廃液タンク満量ラインの確認方法

平成29年2月改訂

本学の廃液タンクは18L(A-1は10L)が満量になります。この量を超えた廃液タンクは回収できません。また、廃液回収する場で移し替えもできませんので注意してください。



タンク番号に関する注意及びお願い

- ① 排出担当者は、廃液タンクに廃液処理依頼票が貼付されているか確認する。
- ② バーコードタグの番号と廃液タンクの側面に貼ってある廃液処理依頼票のタンク番号が合致しているか確認する。
- ③ 上記②の結果相違があった場合は、次のとおり連絡してください。

●連絡先: iaso@env.tohoku.ac.jp

●連絡内容の例: ○月○日回収予定の「00000000」は、廃液処理依頼票のタンク番号は「11111111」でした。

上記①～③は前日までに行ってください。

なお、バーコードタグの番号と廃液処理依頼票のタンク番号に相違があった場合、廃液タンクは回収出来なくなってしまいますので、十分にご注意ください。